

## Drifftidsmätare

### TICvib

Nordic Battery Drifftidsmätare är konstruerad för att informera om hur många timmar rullstolen har varit i rörelse.

Den är lätt att installera, då den inte kräver någon elektrisk anslutning. Mätaren har ett inbyggt batteri och kräver endast mekanisk montering.

Enheten innehåller en vibrationsgivare som känner av rörelse och vibrationer.



#### Fördelar

- Lätt att installera
- Lätt att använda
- Lätt att flytta
- Flamsäkert hölje
- Underlättar för servicetekniker
- Underlättar för arbetsterapeuten

#### Teknisk data

Artikelnummer	90272
Ean nummer	73 500 16452724
Spänning	Inbyggt ba
Dimensioner	54x37x15 mm
Vikt	40 g

Huvudkontor  
Marieholmsgatan 2  
S-415 02 Göteborg  
SWEDEN  
Tel:+46(0)31-21 20 00  
Fax:+46(0)31-21 20 66

Avd.kontor  
Äggelundavägen 2  
175 62 Järfälla  
SWEDEN  
Tel: +46(0)8-760 42 93  
Fax: +46(0)8-760 85 27

info@nordicbattery.com  
www.nordicbattery.com